


MooDLIGHT

TENS

Model:SM9126



ACTIVATE YOUR 24 MONTH WARRANTY

PLEASE VISIT NOW

→<https://moodlightlife.com/warranty>

CUSTOMER SERVICE



support@moodlightlife.com



Mood Light

Please Download User Manual on Below Link:

<https://moodlightlife.com/downloads>

Included in this standard package

- Device x 1pc
- Large pad x 2pcs
- Medium pad x 6pcs
- Small pad x 2pcs
- Electric wire x 3pcs


When use 4 line cable, make sure to use at least 1pc white(positive)+1pc blue line (negative)at the same time.

- USB cable x1pc
- Instruction manual x 1pc
- Bagx1pc

Features

- 2 output with 24 modes
- 20 level intensity
- 20 minutes default timer, can be adjustable from 10-60 minutes
- Rechargeable lithium battery
- Battery indicator to know when need to recharge battery
- AC adapter 110-240v

Illustrations of the device and accessories




1. On/Off switch
2. USB port
3. Battery indicator
4. Time
5. Mode selector
6. A Intensity adjustment (+)
7. Mode adjustment
8. A Intensity adjustment (-)
9. Time adjustment
10. B Intensity adjustment (+)
11. Mode adjustment
12. B Intensity adjustment (-)
13. Pause
14. A output connector
15. B output connector
16. Pad wires
17. Massage pad
18. USB cable

Modes and Function

There are 24 modes to choose from. The “M” button cycles through the 6 main modes, all of these 6 main modes contain different built-in 4 modes.

Main Mode 1:



1) Lateral palm kneading(TENS): It's specially effective for joint pain, sciatica, muscle spasms, and pain in the back, neck, and shoulders.

2) Flat palm kneading(TENS): Enhance function, aid in the healing process, decrease muscle reflex activity, promote relaxation, recreational and well-being.

3) Crosscut fist kneading(EMS): It is a type of alternative medicine consisting of finger and palm pressure, stretches, and other massage techniques.

4) Vertical fist kneading(TENS): It is the manipulation of superficial and deeper layers of muscle and connective tissue using various techniques.

Main Mode 2:



1) Acupuncture(EMS): This mode is used for the points on the Chinese meridian pressure point chart to assist headaches, a variety of ailments as well as muscle and joint pain. Particularly good for fast relief of acute pain.

2) Moxibustion(EMS): Helps relieve pain, relax the mind and muscle, promote sleep.

3) Acupuncture kneading(EMS): Helps muscle reduction, relaxation of muscle spasms, increase range of motion, injury recovery and post surgery recovery.

4) Moxibustion kneading(EMS): It helps chronic conditions such as insomnia Constipation, headaches, and the tension associated with stress.

Main Mode 3:



1) Rubbing(TENS): Provides the user with a scratching and kneading sensation. Releases

unhealthy elements from injured areas and stimulates blood flow and healing.

2) Rubbing reduction(TENS): Is effective in acute and chronic internal organ disorders. Help relieve pain, stiffness, fever, chill, cough, wheeze, nausea and vomiting etc.

3) Tapping(TENS): produce a hard thumping sensation that massage your muscles, which can give you an invigorated and revitalized feeling.

4) Fibrillation massage(TENS): It helps muscle reduction, relaxation of muscle spasms, increase range of motion, injury recovery and post surgery recovery.

Main Mode 4:



1) Lifting-pinching manipulation

(TENS+EMS): It strengthen and firm muscles at abs, back, thighs and arms etc.

2) Vibrating manipulation(TENS+EMS):

For muscle strains, herniated discs, stenosis, spondylosis, spondylolisthesis, and general arthritis pain.

3) High frequency manipulation(TENS):

Auto combination of several modes for relaxation. Full body relaxation after workout: exercises & fitness or after a day of hard work.

4) Fibrillation manipulation(TENS): Help for muscle knots and muscle tightness caused by strain, overworking of your muscles.

Main Mode 5:



1) Shiatsu-Deep(TENS): Help for foot pain caused by plantar fasciitis, scarring, collagen breakdown, and micro-tears, Heel spurs, foot muscles and ligament strains.

2) Thai Massage(TENS): Provide relief from pain and stiffness associated with sports injuries, whiplash, osteoarthritis, muscle spasms, fibromyalgia and strain injuries such as carpal tunnel syndrome.

3) Shiatus(TENS+EMS): Shiatsu can help facilitate healing from many minor ailments, such as headaches and back pain to digestive, sinus and skin problems.

4) Strength Alternate Massage

(TENS+EMS): It can be used to relieve neck pain, shoulder pain.

Main Mode 6:



1) Twinkling Cupping(TENS): Use low frequency vibrations to promote circulation of blood and relieve pain. Specifically use for lower back.

2) Cupping(TENS): For relieve back and neck pains, stiff muscles, anxiety, fatigue, migraines, rheumatism, and even cellulite etc.

3) Fibrillation Cupping(TENS): For muscle strains, herniated discs, stenosis, spondylosis, spondylolisthesis, and general arthritis pain.

4) Cup retaining(TENS): It can be Used for achilles bursitis, sprains, strains, heel pain, bone spurs, tendonitis, ankle impingement, and general arthritis.

Operating instructions

1. Connect the pads to the wire by snapping them on, then remove the protective film.

Note: adding a few drops of water on the pads will increase their longevity.

2. Place pads where the massage sensations

are desired. And plug into one of the ports on the device. For additional relief, use the second port and repeat steps 1&2 for two additional pads.

Make sure both pads on the skin and not overlapping. Make sure your skin is free from any dirt, oil or lotion.

TIPS: When you use two pads (one channel) or four pads(two channels) at the same time, make sure you have placed all the pads on your body, otherwise it won't work.

3. Turn the device on by pressing the on/ off switch on the top of the unit. The unit will be now activated and start in Mode 1.

4. There are six icons on the screen, each icon contains different built-in 4 modes. Press "<" and ">" button to change the six icons (6 main modes). Press the "M" to try 4 different modes within that selection.

Please increase the intensity because it will return to lowest automatically when you change to a new mode.

5. Once you select a mode, gradually increase the A/B intensity by pressing the "+" button on the right/ left side; decrease it by pressing "-" button on the right/ left side of the tens.

Tips: When you plug the wire to A port, you need to press the +/- button on the left side to adjust the intensity.

6. Adjust the tens using time by pressing the T button on the side of the tens. The timer can be increased by 10 minute intervals and the tens will automatically turn off after the set time has finished.

7. Press the round button to pause when change the massage point.

8. Turn the device off by pressing the on/ off switch on the top of the unit If you need to turn off the device during massaging.

9. When battery is low, recharge the battery with 5V-0.5A USB charger 40 minutes.

Precautions

1. Do not apply the massage pads near the heart, on the head,in the pubic region, over Scarred areas, on the throat or over the mouth.

2. Avoid touching the pads when the unit is on.

3. Pregnant women must avoid using this massager.

4. Do not use this massager if you are using

pacemaker or other life support equipment such as an artificial lung or respirator.

5. Should not be used while driving, operating machinery, or during any activity in which involuntary muscle contractions may put the user at undue risk or injury

6. Do not use if you have following medical conditions:

Acute disease, trauma or surgical procedure in past six month

Cardiac dysfunction

Epilepsy

High blood pressure

High fever

cancer

Infectious disease

Malignant tumors

Recent surgery


Skin problems

Pregnancy

Maintenance and care

1. When you are finished using the device, turn it off and take off the pads. Store the unit in a cool, dry place until next use.
2. After usage, please cover the pads with the protective film. Applying a few drops water before and after usage will increase the longevity of the pads.
3. Charge the unit at least every 3 month in event it is not used regularly.
4. Please replace pads after using 15-20 times (Varies widely depending on use, body type and care).
5. Do not apply pads to the same area more than 30 minutes at a time.

Recommend massage points



Troubleshooting

| Problem | Cause | Solution |
|---|---|--|
| During the massage, the skin feels a painful burning sensation or the stimulation becomes weakened. | Adhesive gel pads are not adhering firmly to the skin. Or the gel pads are too dry. | Apply a few drops of water to adhesive surface of each pad and make sure the pads are pressed firmly to the skin during application. |
| Unit is on, but no sensation is felt in the pads. | Both pads are not firmly on the skin. Or there is a loose connection. Or the intensity level needs to be increased. | When you use two pads(one channel) or four pads(two channels) at the same time, make sure you have placed all the pads on your body, otherwise it won't work. Increase the intensity |

| | | |
|--|---|---|
| Adhesive gel pads do not stick to skin even after cleaning and moistening the gel pad. | Adhesive gel pads need to be replaced. | Replace the set of pads. Pads can be purchased from local distributor. |
| Unit does not turn on or the screen is dim. | Battery is low. | Recharge the battery. |
| Does not provide adequate pain relief. | Not using it long enough. Not lying down then massaging neck. | Use your massager 20-30 minutes at a time, 3-6 times per day. Lie on your back for neck support when you need relief for headaches. |

Please Download User Manual on Below Link:

www.moodlightlife.com/downloads

Manufactured by:

Shenzhen Hongqiangxing Electronics Co., Ltd.
Address: 4/F, Jingcheng Building, Xicheng
Industrial District, Xixiang Road, Baoan,
Shenzhen, China

Distributed by:

Wellkang Ltd
ADD: Suite B, 29 Harley Street, London,
W1G9QR, United Kingdom
Support@moodlightlife.com

Made in China



This device complies with part 15 of the
FCC rules

TENS

AKTIVIEREN SIE IHRE "\$-MONATIGE
GARANTIE 6 ERHALTEN SIE
RESERVEELEKTRODEN

BITTE BESUCHE SIE UNSERE WEBSEITE

→<https://moodlightlife.com/warranty>

KUNDENSERVICE

✉ support@moodlightlife.com

✉ Mood Light


In dieser Standardverpackung beinhaltet:

- Gerät x 1 Stk.
- Große Elektroden x 2 Stk.
- Mittelgroße Elektroden x 6 Stk.
- Kleine Elektroden x 2 Stk.
- Stromkabel x 3 Stk.

Bei der Verwendung eines vieradrigen Kabels,
sicherstellen, dass mindestens 1 Stk. Weiß
(positiv) + 1 Stk. Blau (negativ) gleichzeitig
verwendet werden.

- Tasche x1 Stk.

Illustration des Geräts und Zubehörs



- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Ein/Aus-Schalter | 10. B Intensitätseinstellung (+) |
| 2. USB-Anschluss | 11. Modusanpassung |
| 3. Batterieanzeige | 12. B Intensitätseinstellung (-) |
| 4. Zeit | 13. Pause |
| 5. Modusauswahl | 14. A Ausgangsanschluss |
| 6. A Intensitätseinstellung (+) | 15. B Ausgangsanschluss |
| 7. Modusanpassung | 16. Elektrodendrähte |
| 8. A Intensitätseinstellung (-) | 17. Massageelektroden |
| 9. Zeitanpassung | 18. USB-Kabel |

Modi

Es bestehen 24 Modi zur Auswahl. Die "M"-Taste durchläuft 6 Hauptmodi. Jede dieser 6 Hauptmodi enthält unterschiedliche eingebaute 4 Modi.

1. Laterales Handflächenkneten
2. Flachhandflächenkneten
3. Kreuzweises Faustkneten
4. Vertikales Faustkneten
5. Akupunktur
6. Moxitherapie
7. Akupunkturkneten
8. Moxitherapiekneten
9. Reiben
10. Reibreduktion
11. Klopfen
12. Fibrillierungsmassage
13. Hebe-Kneif-Manipulation
14. Vibrationsmanipulation
15. Hochfrequenzmanipulation
16. Fibrilliermanipulation
17. Shiatsu-Tief
18. Thaimassage
19. Shiatsu
20. Stärke-Alternativmassage
21. Zwinkerschröpfen

22. Schröpfen
23. Fibrillierschröpfen
24. Schröpfrückhaltung

Bedienungsanleitung

1. Die Elektroden durch einrasten an dem Draht anschließen, danach die Schutzfolie entfernen.

Bitte beachten: das Hinzufügen von ein paar Tropfen Wasser verlängert die Lebensdauer der Elektroden.

2. Die Elektroden an der Stelle platzieren, an der die Massageempfindung erwünscht wird und an einem der Anschlüsse des Geräts einstecken. Zur zusätzlichen Erleichterung den zweiten Anschluss verwenden und Schritte 1 & 2 mit zwei zusätzlichen Elektroden wiederholen.

Sicherstellen, dass sich beide Elektroden auf der Haut befinden und sich nicht überschneiden. Sicherstellen, dass die Haut frei von Schmutz, Öl oder Lotion ist.

3. Durch Drücken der Ein/Aus-Taste an der Oberseite des Geräts einschalten. Die Einheit ist nun aktiviert und startet in Modell 1.

4. Um verschiedene Modi auszuprobieren, die Modustaste drücken. Danach die mittlere Taste drücken, um die Wellen innerhalb dieser Auswahl auszuwählen. Es gibt 6 Symbole auf dem Bildschirm, die “<” und “>” Taste drücken, um zwischen den sechs Symbolen zu wechseln. Jedes Symbol enthält verschiedene eingebaute 4 Modi. Auf „M“ drücken, um die eingebauten 24 Modi auszuwählen.

Nach Erhöhung der Intensität schaltet diese automatisch auf den kleinsten Wert zurück, wenn in einen neuen Modus gewechselt wird.

5. Nachdem ein neuer Modus ausgewechselt wurde, stetig die A/B-Intensität durch Drücken der + Taste auf der rechten/linken Seite erhöhen; durch Drücken der Taste an der rechten/linken Seite der Zehen senken.

6. Die Zehen mittels der Zeit durch Drücken der T-Taste an der Seite der Zehen anpassen. Die Zeitschaltuhr kann in 10-minütigen Intervallen erhöht werden und die Zehen schalten automatisch ab nachdem die eingestellte Zeit abläuft.

7. Das Gerät durch Drücken der Ein/Aus-Taste an der Oberseite des Geräts abschalten, sollte das Gerät während der

Massage ausgeschaltet werden müssen.

Warnhinweise:

- Wenden Sie die Massagepads nicht in der Nähe des Herzen, auf dem Kopf, im Nacken oder im Genitalbereich an. Auch das Gesicht, die Kehle und wunde und/oder verletzte Stellen sind unbedingt zu vermeiden.
- Vermeiden Sie während des Betriebs, die Pads mit der Hand zu berühren.
- Schwangere Frauen sollten dieses Gerät nicht verwenden.
- Nutzen Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher oder andere lebenserhaltende Geräte verwenden (etwa Atemgeräte).
- Verwenden Sie das Gerät nicht beim Fahren, beim Arbeiten oder bei Aktivitäten, welche angespannte Muskeln voraussetzt. Dies kann zu Verletzungen führen.
- Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie folgende Krankheiten und/oder Umstände haben:
Akute Krankheiten, Traumata oder kürzliche Operationen (6 Monate)
Herzrhythmusstörungen

Epilepsie

Bluthochdruck

Hohes Fieber

Krebs

Infektionen jeder Art

Bösartige Tumore

Kürzliche Operation (6 Monate)

Hautprobleme

Schwangerschaft

Unbehandelte Schmerzsymptome

Leistenbruch oder Bauchdeckenbruch

Schmerzen in den Muskeln

Verminderte Beweglichkeit der Gelenke

- Von Kindern fernhalten

- Dieses Produkt ist nicht zur Anwendung bei medizinischen Erkrankungen oder Krankheiten gedacht und ist nicht zur Physiotherapie zu nutzen. Es ist kontraindiziert zur Anwendung auf verletzten oder erkrankten Muskeln.

Wartung und Pflege

1. Wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden, schalten Sie dieses aus und entfernen die Pads. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und kühlen Ort.

2. Bitte bedecken Sie die Pads nach der Nutzung mit dem Schutzfilm und lagern Sie die Pads in ihren verschließbaren Taschen. Mit einigen Tropfen Wasser vor und nach der Anwendung können Sie die Lebensdauer der Pads verlängern.

3. Laden Sie das Gerät mindestens alle 3 Monate auf, falls es nicht regelmäßig verwendet wird. Sie können das Gerät auch per Steckdosenbetrieb nutzen oder es per USB-Kabel aufladen (Verbindung mit PC).

Empfohlene Massagestellen



Problembehandlung

| Problem | Ursache | Lösung |
|--|--|--|
| Die Haut brennt während der Nutzung oder die Massagewirkung lässt nach. | Das Gel der Pads liegt nicht ideal auf der Haut an. Oder die Gelpads sind zu trocken. | Tragen Sie einige Tropfen Wasser auf die Klebooberfläche der Pads auf und stellen Sie sicher, dass die Pads gut auf der Haut aufliegen. |
| Das Gerät ist eingeschaltet, aber die Pads reagieren nicht. | Beide Pads müssen gut auf der Haut aufliegen. Möglicherweise sind die Kabel nicht fest angeschlossen. Oder die Intensität ist zu gering. | Stellen Sie sicher, dass die Pads gut auf der Haut aufliegen und dass alle Verbindungen fest angeschlossen sind. Erhöhen Sie ggf. die Intensität. |
| Die Gelpads lassen sich nach der Reinigung und Befeuchtung nicht auf der Haut anbringen. | Die Gelpads müssen ausgetauscht werden. | Ersetzen Sie die Gelpads. Diese können beim Verkäufer erworben werden. |
| Das Gerät schaltet sich nicht ein oder das Display ist dunkel. | Niedriger Batteriestand | Laden Sie die Batterie auf. |
| Das Gerät sorgt nicht für die gewünschte Schmerzlinderung. | Die Anwendungsdauer ist zu kurz. | Nutzen Sie das Gerät pro Sitzung für 20-30 Minuten bis zu 3-6 Mal täglich. Legen Sie sich auf den Rücken und entspannen Sie per Kissen Ihren Nacken. |

TENS

ACTIVEZ VOTRE GARANTIE DE 24 MOIS ET OBTENEZ DES COUSSINETS DE RECHARGE

VEUILLEZ VISITER LE SITE WEB

→<https://moodlightlife.com/warranty>

SERVICE À LA CLIENTÈLE

 support@moodlightlife.com

 Mood Light


Inclus dans ce pack standard

- Appareil x 1pc
- Grand coussinet x 2pcs
- Coussinet moyen x 6pcs
- Petit coussinet x 2pcs
- Fil électrique x 3pcs

Lors de l'utilisation d'un câble à 4 lignes, assurez-vous d'utiliser au moins 1 ligne blanche (positive) + 1 ligne bleue (négative) en même temps.

- Sacx1pc

Illustrations de l'appareil et des accessoires



1. Interrupteur marche/arrêt
2. Port USB
3. Indicateur de batterie
4. Durée
5. Sélecteur de mode
6. Ajustement d'intensité A (+)
7. Réglage du mode
8. Ajustement d'intensité A (-)
9. Réglage de la durée
10. Réglage de l'intensité B (+)
11. Réglage du mode
12. Réglage de l'intensité B (-)
13. Pause
14. Connecteur de sortie A
15. Connecteur de sortie B
16. Fils de coussinet
17. Coussin de massage
18. Câble USB

Modes

Vous avez le choix entre 24 modes. La touche "M" fait défiler les 6 modes principaux, tous ces 6 modes principaux contiennent 4 différents modes intégrés.

1. Malaxage latéral de la paume de la main
2. Malaxage à plat sur la paume de la main
3. Malaxage en croix au poing
4. Malaxage vertical au poing
5. Acupuncture
6. Moxibustion
7. Malaxage par acupuncture
8. Malaxage par moxibustion
9. Frottement
10. Réduction du frottement
11. Tapotement
12. Massage par fibrillation
13. Manipulation de lifting-pincement
14. Manipulation vibratoire
15. Manipulation à haute fréquence
16. Manipulation par fibrillation
17. Shiatsu profond
18. Massage thaïlandais
19. Shiatsu
20. Massage alternatif de force
21. Ventouse scintillante

22. Ventouses

23. Enveloppe de fibrillation
24. Maintien de la ventouse

Notice d'utilisation

1. Connectez les tampons au fil en les enclenchant, puis enlevez le film protecteur.

Remarque : l'ajout de quelques gouttes d'eau sur les coussinets augmente leur longévité.

2. Placez les coussinets là où les sensations de massage sont désirées. Et branchez-vous sur l'un des ports de l'appareil. Pour un soulagement supplémentaire, utilisez le deuxième port et répétez les étapes 1 et 2 pour deux pads supplémentaires.

S'assurer que les deux coussinets sont sur la peau et qu'ils ne se chevauchent pas.

Assurez-vous que votre peau est exempte de toute saleté, huile ou lotion.

3. Allumez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt situé sur le dessus de l'appareil. L'appareil est maintenant activé et démarre dans le modèle 1.

4. Appuyez sur le bouton mode pour essayer un autre mode. Appuyez ensuite sur la touche centrale pour choisir les ondes à

l'intérieur de cette sélection. Il y a six icônes à l'écran, appuyez sur les boutons "<" et ">" pour changer les six icônes. Chaque icône contient 4 différents modes intégrés, appuyez sur le "M" pour choisir les 24 modes intégrés. Veuillez augmenter l'intensité parce qu'elle reviendra automatiquement au niveau le plus bas lorsque vous passerez à un nouveau mode.

5. Une fois que vous avez sélectionné un mode, augmentez progressivement l'intensité A/B en appuyant sur le bouton + sur le côté droite/gauche ; diminuez l'intensité en appuyant sur le bouton - sur le côté droite/gauche des dizaines.

6. Réglez les dizaines à l'aide du temps en appuyant sur la touche T située sur le côté des dizaines. La minuterie peut être augmentée de 10 minutes d'intervalle et les dizaines s'éteignent automatiquement une fois le temps réglé écoulé.

Éteignez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt situé sur le dessus de l'appareil Si vous avez besoin d'éteindre l'appareil pendant le massage.

Précautions

- Ne placez pas les applicateurs de massage près du cœur, sur la tête, au-dessus du cou, sur la région pubienne, sur les zones cutanées cicatrisées, sur la gorge ou la bouche.
- Évitez de toucher les applicateurs lorsque l'appareil est en marche.
- Les femmes enceintes ne peuvent utiliser cet appareil de massage.
- N'utilisez pas cet appareil de massage si vous utilisez un stimulateur cardiaque ou autre dispositif médical comme un respirateur artificiel.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous conduisez, lorsque vous utilisez une machine-outil ou durant toute activité où des contractions musculaires involontaires peuvent se révéler dangereuses.
- N'utilisez pas cet appareil si vous souffrez d'une des pathologies suivantes :
Maladie sévère, traumatisme ou opération chirurgicale durant les six derniers mois.
Trouble cardiaque
Épilepsie
Surtension

Fièvre
Cancer
Maladie infectieuse
Tumeur maligne
Opération chirurgicale récente
Trouble cutané

Grossesse
Syndromes douloureux non diagnostiqués
Hernie abdominale ou inguinale
Muscles douloureux ou atrophisés
Arthrose ou arthrite

- Gardez hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé en tant que substitution à un traitement médical, à la physiothérapie ou à la rééducation musculaire. Il est contre-indiqué d'utiliser cet appareil sur un muscle blessé en mauvaise condition.

Entretien

1. Lorsque vous avez fini d'utiliser l'appareil, éteignez-le et débranchez les applicateurs. Conservez l'appareil dans un endroit sec pour la prochaine utilisation.
2. Après utilisation, veuillez couvrir les applicateurs avec les films protecteurs et

replacez-les dans leurs poches de rangement. Déposer quelques gouttes d'eau sur les applicateurs avant et après utilisation augmentera leur longévité.

3. Rechargez l'appareil au moins une fois tous les 3 mois si vous ne l'utilisez pas régulièrement. Vous pouvez aussi utiliser l'appareil en le branchant à une prise secteur ou à votre ordinateur en utilisant le câble USB.

Points de massage recommandés



Résolution des problèmes

| Problème | Cause | Solution |
|---|--|--|
| Pendant le massage, je ressens une brûlure douloureuse sur la peau ou la stimulation s'affaiblit. | Le gel adhésif des applicateurs n'est pas bien en contact avec la peau ou les applicateurs ne sont pas suffisamment humides. | Déposez quelques gouttes d'eau sur la surface adhésive des applicateurs et assurez-vous d'appuyer fermement les applicateurs contre la peau. |
| L'appareil est en marche, mais les applicateurs ne délivrent aucune sensation. | Les applicateurs ne sont pas positionnés fermement contre la peau, il y a un mauvais branchement ou le niveau d'intensité est trop faible. | Assurez-vous d'appuyer fermement les applicateurs contre la peau. Assurez-vous que tous les branchements sont effectués correctement (appareil et fils ; fils et applicateurs). Augmentez le niveau d'intensité. |
| Les applicateurs n'adhèrent pas à la peau, même après les avoir nettoyés et humidifiés. | Le gel adhésif des applicateurs doit être remplacé. | Remplacez les applicateurs. Vous pouvez en acheter auprès de votre distributeur local. |
| L'appareil ne s'allume pas ou l'écran est sombre. | La batterie est faible. | Rechargez la batterie. |
| L'appareil ne soulage pas mes douleurs. | Vous ne l'utilisez pas assez longtemps. Vous ne vous allongez pas lorsque vous massez le cou. | Utilisez le masseur 20-30 minutes par séance, 3-6 fois par jour. Allongez-vous sur le dos pour soulager les maux de tête et les douleurs au cou. |

TENS

ACTIVE SU GARANTÍA DE 24 MESES Y OBTENGA ALMOHADILLAS DE REPUESTO

POR FAVOR VISITE EL SITIO WEB

→<https://moodlightlife.com/warranty>

SERVICIO AL CLIENTE



support@moodlightlife.com



Mood Light


En este paquete estándar se ha incluido

- Dispositivo: 1
- Almohadillas grandes: 2
- Almohadillas medianas: 6
- Almohadillas chicas: 2
- Cable eléctrico: 3

Cuando use un cable de 4 líneas, asegúrese de usar al menos 1 blanco (positivo) y 1 azul (negativo) al mismo tiempo.

- Bolsa: 1

Imágenes del dispositivo y sus accesorios



1. Interruptor de Encendido/Apagado
2. Puerto USB
3. Indicador de batería
4. Hora
5. Selector de Modo
6. Ajuste de intensidad A (+)
7. Ajuste de modo
8. Ajuste de intensidad A (-)
9. Ajuste de tiempo
10. Ajuste de intensidad B (+)
11. Ajuste de modo
12. Ajuste de intensidad B (-)
13. Pausa
14. Conector de salida A
15. Conector de salida B
16. Cables de la almohadilla
17. Almohadilla de masaje
18. Cable USB

Modos

Puede elegir entre 24 modos. El botón "M" rota entre los 6 modos principales, todos estos modos tienen 4 modos integrados diferentes.

1. Masajeo con el lateral de la palma.
2. Masajeo con la palma plana
3. Masajeo de puño cruzado
4. Masajeo de puño vertical
5. Acupuntura
6. Moxibustión
7. Masajeo de acupuntura
8. Masajeo de moxibustión
9. Frotamiento
10. Reducción de frotamiento
11. Golpeteo
12. Masaje de fibrilación
13. Manipulación de pellizco y estiramiento.
14. Manipulación vibratoria
15. Manipulación de alta frecuencia.
16. Manipulación de fibrilación
17. Profundidad de Shiatsu
18. Masaje tailandés
19. Shiatsu
20. Masaje de Fuerza Alternada
21. Succión intermitente
22. Succión

23. Succión de fibrilación
24. Retención de copa

Instrucciones de uso

1. Conecte las almohadillas al cable haciendo presión en ellas, luego retire la película protectora.

Nota: agregar unas gotas de agua en las almohadillas aumentará su duración.

2. Coloque las almohadillas donde desee sentir el masaje. Y enchúfelas en uno de los puertos del dispositivo. Para obtener un alivio adicional, use el segundo puerto y repita los pasos 1 y 2 con dos almohadillas adicionales.

Asegúrese de que ambas almohadillas estén en contacto con la piel y que no se superponen.

Asegúrese de que su piel esté libre de suciedad, aceite o loción.

3. Encienda el dispositivo presionando el interruptor de encendido/apagado en la parte superior de la unidad. La unidad se activará y comenzará en Modo1.

4. Presione el botón de modo para probar un modo diferente. Luego presione el botón

central para elegir las ondas dentro de esa selección. Hay seis iconos en la pantalla, presione los botones “<” y “>” para cambiar entre los seis iconos. Cada ícono tiene 4 diferentes modos integrados, presione la “M” para elegir uno de los 24 modos integrados. Aumente la intensidad, porque esta volverá automáticamente a la más baja cuando cambie a un nuevo modo.

5. Cuando haya seleccionado un modo, aumente gradualmente la intensidad A/B presionando el botón + en el lado derecho/izquierdo; disminúyalo presionando el botón - en el lado derecho/izquierdo del TENS.

6. Ajuste el tiempo de uso del TENS presionando el botón T en el costado del dispositivo. El temporizador se puede incrementar en intervalos de 10 minutos, el dispositivo se apagará automáticamente una vez que el tiempo fijado haya transcurrido.

7. Apague el dispositivo presionando el interruptor de encendido/apagado en la parte superior de la unidad si necesita detenerlo durante el masaje.

Precauciones

- No aplique las almohadillas de masaje cerca del corazón, en la cabeza, por encima del cuello, en la región del pubis, áreas sobre las cicatrices, en la garganta o en la boca.
- Evite tocar las almohadillas cuando la unidad está encendida.
- Las mujeres embarazadas deben evitar el uso de este masajeador.
- No utilice este masajeador si tiene un marcapasos u otro equipo de soporte de vida, como un pulmón artificial o respirador.
- No se debe utilizar al conducir, operar maquinaria, o durante cualquier actividad en la que las contracciones musculares involuntarias pueden poner al usuario en situación de riesgo o de lesión indebida
- No utilice si tiene alguno de los siguientes problemas médicos:

Enfermedades agudas, traumatismo o tuvo algún procedimiento quirúrgico dentro de un periodo de seis meses.

Disfunción cardíaca

Epilepsia

Alta presión sanguínea

Fiebre alta

Cáncer

Enfermedades infecciosas

Tumores malignos

Cirugía reciente

Problemas de la piel

Embarazo

Síndromes de dolor no diagnosticados

Hernia abdominal o inguinal

Dolores musculares y / o atrofiados

Rango limitado de movimiento en las articulaciones del esqueleto

- Mantenga fuera del alcance de los niños.

- No está diseñado para aplicar dentro de condiciones médicas o enfermedades, ni tiene la intención de fisioterapia o rehabilitación muscular. Está contraindicado para su uso en cualquier músculo que está lesionado o enfermo

Mantenimiento y cuidado

1. Cuando haya terminado de usar el dispositivo, apáguelo y retire las almohadillas. Guarde la unidad en un lugar fresco y seco hasta su próximo uso.

2. Después de su uso, por favor cubra las almohadillas con la película protectora y

vuelva a ponerlas en sus bolsas con cierre de cremallera. Aplique unas gotas antes y después de su uso para aumentar la longevidad de las almohadillas.

3. Cargue la unidad por lo menos cada 3 meses en caso de que no lo utilice con regularidad. También puede utilizar la unidad con el cargador de pared o directamente desde el ordenador mediante el cable USB.

Punto de masajes recomendados



Resolución de problemas

| Problema | Causa | Solución |
|--|--|--|
| Durante el masaje, la piel se siente una sensación de ardor dolorosa o la estimulación se debilita. | Las almohadillas de gel adhesivas se adhieren firmemente a la piel. O las almohadillas de gel son demasiado secas. | Aplique algunas gotas de agua a la superficie de cada almohadilla y asegúrese de que se apoyan firmemente a la piel durante la aplicación. |
| La unidad está encendida, pero no se experimenta la sensación de las almohadillas. | Ambas almohadillas no están firmemente sobre la piel. O hay una conexión suelta. O necesita aumentar el nivel de intensidad. | Asegúrese de que ambas almohadillas están firmemente apoyadas a su piel. Asegúrese de que todas las conexiones están bien conectadas desde la unidad a los cables, y de los cables hasta las almohadillas. Aumente el nivel de intensidad. |
| Las almohadillas de gel adhesivas no se adhieren a la piel incluso después de limpiarlas y humedecerlas. | Las almohadillas de gel adhesivas necesitan ser reemplazadas. | Reemplace el set de las almohadillas. Las almohadillas se pueden comprar con un distribuidor. |
| La unidad no se enciende o la pantalla está oscura. | La batería está baja. | Recargue la batería |
| No proporciona un alivio adecuado del dolor. | No lo está usando durante el tiempo suficiente. No se acueste luego de masajear el cuello. | Use su masajeador de 20-30 minutos, unas 3-6 veces por día. Acuéstese sobre su espalda para dar soporte al cuello cuando necesita aliviar dolores o dolor de cuello. |

TENS

ATTIVA LA GARANZIA DI 24 MESI E
OTTIENI I PAD DI RICAMBIO

VISITA IL SITO WEB

→<https://moodlightlife.com/warranty>

ASSISTENZA CLIENTI

 support@moodlightlife.com

 Mood Light


Inclusi nella confezione standard

- Dispositivo x 1pz
- Pad grande x 2 pz
- Pad medio x 6 pz
- Pad piccolo x 2 pz
- Cavo elettrico x 3 pz

Quando si usa un cavo a 4 linee, assicurarsi di usare almeno 1 linea bianca (positivo) + 1 linea blu (negativo) allo stesso tempo.

- Borsa x 1pz

Illustrazioni dispositivo e accessori



1. Interruttore On / Off
2. Porta USB
3. Indicatore batteria
4. Tempo
5. Selettore modalità
6. Regolazione di intensità A (+)
7. Regolazione modalità
8. Regolazione di intensità A (-)
9. Regolazione tempo
10. Regolazione di intensità B (+)
11. Regolazione modalità
12. Regolazione di intensità B (-)
13. Pausa
14. Connettore uscita A
15. Connettore uscita B
16. Fili pad
17. Pad massaggio
18. Cavo USB

Modalità

Ci sono 24 modalità tra cui scegliere. Il pulsante "M" scorre tra le 6 modalità principali, tutte e 6 le modalità principali contengono 4 diverse modalità integrate.

1. Kneading palmare laterale
2. Kneading a palmo steso
3. Kneading trasversale con pugno
4. Kneading verticale con pugno
5. Agopuntura
6. Moxibustione
7. Agopuntura con kneading
8. Moxibustione con kneading
9. Sfregamento
10. Riduzione sfregamento
11. Tapping
12. Massaggio con fibrillazione
13. Manipolazione con sollevamento e pizzicamento
14. Manipolazione vibrante
15. Manipolazione ad alta frequenza
16. Manipolazione con fibrillazione
17. Shiatsu profondo
18. Massaggio thai
19. Shiatsu
20. Massaggio a potenza alternata

21. Coppettazione twinkling
22. Coppettazione
23. Coppettazione con fibrillazione
24. Mantenimento coppettazione

Istruzioni per l'uso

1. Collegare i pad al cavo facendoli scattare, quindi rimuovere la pellicola protettiva.
Nota: l'aggiunta di alcune gocce d'acqua sui pad aumenterà la loro longevità.
2. Posizionare i pad dove si desidera ottenere il massaggio. E collegare una delle porte sul dispositivo. Per un ulteriore sollievo, utilizzare la seconda porta e ripetere i passaggi 1 e 2 per due pad aggiuntivi.
Assicurarsi che entrambi i pad sulla pelle non si sovrappongano.
3. Accendere il dispositivo premendo l'interruttore on/off nella parte superiore dell'unità. L'unità verrà ora attivata e verrà avviata in Model1.
4. Premere il pulsante modalità per provare una modalità diversa. Quindi premere il tasto centrale per scegliere le onde all'interno di

quella selezione. Ci sono sei icone sullo schermo, premere "<" e ">" per cambiare le sei icone. Ogni icona contiene 4 modalità integrate diverse, premere "M" per scegliere le 24 modalità integrate.

Aumentare l'intensità, perché tornerà automaticamente al minimo quando si passa a una nuova modalità.

5. Una volta selezionata una modalità, aumentare gradualmente l'intensità A / B, premendo il pulsante + sul lato destro / sinistro; diminuirla premendo il pulsante - sul lato destro / sinistro di tens.

6. Regolare il tens usando il tempo e premendo il pulsante T sul lato di tens. Il timer può essere aumentato a intervalli di 10 minuti e tens si spegne automaticamente al termine del tempo impostato.

7. Spegnere il dispositivo premendo l'interruttore on / off nella parte superiore dell'unità, se occorre spegnere il dispositivo durante il massaggio.

Precauzioni

- Non applicare i pad massaggianti vicino al cuore, sulla testa, nell'area superiore al collo,

nella regione pubica, su cicatrici, sulla gola o sopra la bocca.

- Evitare di toccare i pad quando l'unità è accesa.
- Non usare su donne in stato di gravidanza.
- Non utilizzare su persone con pacemaker o altre apparecchiature di supporto vitale, come polmoni artificiali o respiratori.
- non utilizzare durante la guida, durante l'uso di macchinari o durante qualsiasi attività in cui contrazioni muscolari involontarie possono esporre l'utente ad una condizione di rischio

• Non utilizzare su persone affette dalle seguenti patologie:
Malattia, trauma o intervento chirurgico negli ultimi sei mesi.

Disfunzione cardiaca

Epilessia

Ipertensione

Febbre alta

Cancro

Malattie infettive

Tumori maligni

Intervento chirurgico recente

Problemi di pelle

Gravidanza

Sindromi dolorose non diagnosticate

Ernia addominale o inguinale

Muscoli doloranti e/o atrofizzati

Capacità limitata di movimento delle articolazioni scheletriche

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non destinato alla cura di qualsiasi condizione medica o malattia. Non destinato a cure fisioterapiche o a riabilitazione muscolare. Controindicato per muscoli danneggiati o per malattie muscolari

Cura e manutenzione

1. Dopo aver utilizzato il dispositivo, spegnerlo e rimuovere i pad. Conservare l'unità in un luogo fresco e asciutto.
2. Dopo l'utilizzo, coprire i pad con la pellicola protettiva e riporli nelle apposite custodie con chiusura a cerniera. L'applicazione di alcune gocce d'acqua prima e dopo l'utilizzo prolunga la durata dei pad.
3. Caricare l'unità almeno ogni 3 mesi nel caso non venga utilizzata regolarmente. È inoltre possibile utilizzare l'unità con il caricatore o direttamente dal computer, utilizzando il cavo USB.

Punti consigliati per il massaggio



Risoluzione dei problemi

| Problema | Causa | Soluzione |
|---|--|---|
| Durante il massaggio, si avverte una sensazione di bruciore sulla pelle o la stimolazione si indebolisce. | I pad in gel adesivo non sono benaderenti alla pelle. Oppure i pad in gel sono troppo asciutti. | Applicare alcune gocce di acqua sulla superficie adesiva di ogni pad e assicurarsi che i pad siano saldamente aderenti alla pelle durante l'applicazione. |
| L'unità è accesa ma non si avverte alcuna sensazione nell'area in cui sono applicati i pad. | I due pad non sono benaderenti alla pelle. Oppure la connessione si è persa. Oppure occorre aumentare il livello di intensità. | Accertarsi che entrambi i pad siano ben fissati alla pelle. Assicurarsi che tutti sia ben collegato, dall'unità ai cavi e ai cavi dei pad. Aumentare il livello di intensità. |
| I pad adesivi non aderiscono alla pelle, nemmeno dopo averli puliti e dopo aver umettato il pad di gel. | I pad di gel adesivi devono essere sostituiti. | Sostituire il set di pad. È possibile acquistare i pad presso un distributore della propria zona. |
| L'unità non si accende o la luminosità dello schermo è flebile. | La batteria è scarica. | Ricaricare la batteria. |
| Non dà alcun sollievo al dolore. | Non viene utilizzato per un tempo adeguato. Non utilizzare l'unità in posizione supina. | Utilizzare il massaggiatore per 20-30 minuti per volta, 3-6 volte al giorno. Se si ha bisogno di sollievo per mal di testa o dolore al collo, sdraiarsi sulla schiena. |